



























歯ブラシ スペック・価格表

■歯周ケア・ベーシックケア

品名		Systema				Systema AX			Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j
種類		42M	42H	44M	44H	44M	44H	45M				
用毛	長さ(mm)	12				10.3			9	12		9.5
	径	0.19				0.18			0.15	0.19		0.15
		※1 (mil) (ご参考)	7.5				7			6	7.5	
	材質	飽和ポリエステル樹脂				飽和ポリエステル樹脂			飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂		
毛先	スーパーテーパー				スーパーテーパー			スーパーテーパー	スーパーテーパー			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)											
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	20.5	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	8.8	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2
	先端厚み(mm)	4.5				2.6			4.5	4.5		4
ネック部	長さ(mm)	42	42	46	45.3	53.4	52.5	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9
ハンドル部	長さ(mm)	98.5			105.5		107		105.5	110		100
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170		180		170	190		180	
	材質	ポリプロピレン(PP)				白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC			ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)		
カラー												
内装入数	20個				12個			12個	12個			
メーカー希望患者様向け価格/個	300円				400円			400円	400円			

■歯周ケア・ベーシックケア

品名		Check-Up 歯ブラシ				DENT.EX Slimhead II						DENT. MAXIMA			
種類		standardタイプ S		standardタイプ M		33S	33M	33H	34S	34M	34H	S	MS	M	
用毛	長さ(mm)	10.5	10.0	10.5	10.0	9.5		8.5	9.5		8.5	9			
	径	長さ(mm)	0.17	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20		0.18	0.20		0.15	0.18	0.20
		※1 (mil) (ご参考)	6.5	7	7	8	7	8		7	8		6	7	8
	材質	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン	ナイロン						ナイロン			
毛先	スーパーテーパー	ラウンド	スーパーテーパー	ラウンド	ラウンド						ラウンド				
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)														
	長さ(mm)	23.4				22.4		18.5		21.1					
	幅(mm)	9.1				7.8		8.4		7.5					
	先端厚み(mm)	3.0				3.9		2.6							
ネック部	長さ(mm)	51.6				45.6		49.5		53.9					
ハンドル部	長さ(mm)	105				111		110							
	歯ブラシ全長(mm)	180				179		185							
	材質	本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC, ポリプロピレン(PP)				飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)						白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC			
カラー															
内装入数	12個				20個						12個				
メーカー希望患者様向け価格/個	320円				290円						380円				

歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard) の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。


※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ) ※2 製品実測値
●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。
2025年1月1日現在

		■美白	■TBIサポート	■部分清掃	■インプラント	■矯正										
品名		Brilliant more 歯ブラシ	DENT.EX オーバークラッシングケア	DENT.EX onetuft				DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Orthodontic					
種類			S	M	Systema ※2	Systema Short ※2	M	S	US	OT	TR	R	U	T	P	
用毛	長さ(mm)	8.5/10	9.3		11.7	10.0	5 / 8		10	4.5 / 7.5		9.5	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11
	径	太さ(mm)	0.18	0.14	0.19	0.19	0.18	0.15	0.10	0.10		0.18	0.20		0.23	0.18
		※1 (mil)(ご参考)	7	5.5	7.5	7.5	7	6	4	4		7	8		9	7
	材質	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂		飽和 ポリエステル樹脂		ナイロン		ナイロン			ナイロン				
毛先	ラウンド	ラウンド(テーパー毛ラウンド加工)		スーパーテーパード		-		ラウンド	-	ラウンド	ラウンド					
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)															
	長さ(mm)	19.6	22.8		外径 5.8				18.5	外径 5.8		22	19.4	20	20.7	9.4
	幅(mm)	9.6	9.7		高さ 8.0				8.1	高さ 8.0		6.2	8.1	8.7	7.3	8
	先端厚み(mm)	4.2	2.6		4.5				4.5	4.4		4.4	4.5	4	4.2	4.5
ネック部	長さ(mm)	58.7	56.2		59.9				46	59.9		43	35.6	35.0	34.3	45.6
ハンドル部	長さ(mm)	106.7	87(アラーム部除く)		99.5				105.5	99.5		105	105			
	歯ブラシ全長(mm)	185	185		165.2				170	165.2		170	160			
	材質	ポリプロピレン (PP)	白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC		ポリプロピレン(PP)				ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)				
カラー																
内装入数		12個		12個				20個			12個		12個			
メーカー希望患者様向け価格/個		350円		300円		300円				300円			300円			

		■子供用														
品名		EX kodomo								EX kodomo Disney				EX kodomo F		
種類		11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	0~2才用	3~5才用	
用毛	長さ(mm)	8.5	8	8.5	8	7.5	7	6	6	8	8	7	6	6	7	
	径	太さ(mm)	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15/0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.15	0.13	0.18
		※1 (mil)(ご参考)	6	8	6	8	6	7	交互6/5	6	8	8	7	6	5	7
	材質	ナイロン								ナイロン				ナイロン		
毛先	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	ラウンド							
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)															
	長さ(mm)	21.7	20	17.2	16.8	21.7	20	17.2	16.8	14.9	21					
	幅(mm)	7.8	8.7	8	7.8	7.8	8.7	8	7.8	9.5	10.8					
	先端厚み(mm)	4				4				5						
ネック部	長さ(mm)	41.1	36.4	31.2	44.2	41.1	36.4	31.2	44.2	29.8	27					
ハンドル部	長さ(mm)	96.2	93.6	91.6	97	96.2	93.6	91.6	97	65.3	82					
	歯ブラシ全長(mm)	159	150	140	158	159	150	140	158	110	130					
	材質	ポリエチレンテレフタレート(PET)								ポリエチレンテレフタレート(PET)				本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC、ポリプロピレン(PP)		
カラー																
内装入数		20個								20個				6個		
メーカー希望患者様向け価格/個		240円								240円				250円		


当社の商品名表示

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS(medium soft)、M(medium)、H(hard)に分類。



家庭用品品質表示法に基づく表示

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「ふつう」、「かため」に分類。



このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。

歯ブラシ スペック・価格表

■口腔ケア

品名		エラックハブラシ620		エラック510		エラック541			
種類		ES	S	ES	S	US	ES	S	
用毛	長さ(mm)	8		10		8			
	径	太さ(mm)	0.10	0.13	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13
		※1 (mil)(ご参考)	4	5	4	5	3	4	5
	材質	ナイロン		ナイロン		ナイロン			
毛先	ラウンド		ラウンド		ラウンド				
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)								
	長さ(mm)	23		24.5		19.4			
	幅(mm)	10.3		14.4		8.1			
	先端厚み(mm)	3		4.5		4.5			
ネック部	長さ(mm)	50		40.5		35.6			
ハンドル部	長さ(mm)	117		105		105			
	歯ブラシ全長(mm)	190		170		160			
	材質	ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)			
カラー									
内装入数		6個		20個		20個			
メーカー希望患者様向け価格/個		250円		320円		320円			

歯間清掃用具 スペック・価格表

品名		DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用							DENT.EX歯間ブラシlong/ DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ					
種類		4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL
通過径(mm)		0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25		0.30		0.40	0.23	0.25		0.30		0.40
	材質	SAワイヤー							SAワイヤー					
用毛	径(mm)	0.05	0.06		0.08		0.10	0.06		0.08		0.10		
	※1 (mil)(ご参考)	2	2.5		3		4	2.5		3		4		
	材質	ナイロン							ナイロン					
毛切形状		テーパー							テーパー					
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	
	植毛部全長(mm)	10							12	10		12		
ハンドル部長さ(mm)		85							170/-					
カラー														
内容量		DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 同院内指導用 40本入							long ^{※2} ホルダー1、ブラシチップ3、キャップ1 / 替えブラシ ^{※3} ブラシチップ4、long用・マイクロモーション用キャップ各1					
内装入数		DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 同院内指導用 -							long 20個 / 替えブラシ 20個					
メーカー希望患者様向け価格/個		DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -							long 470円 / 替えブラシ 400円					

※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名		DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
種類		S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40		
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン	
	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-	
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本	
	太さ	-			-			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm	
内容量		3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m	
内装入数		20個	10個	-	20個	10個	-	12個	
メーカー希望患者様向け価格/個		200円	490円	-	200円	490円	-	380円	

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)

※内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。